

Технические данные

Диапазон мощности: 0 до -70 мбар

Периодичность (Фазы понижения давления / пауз): от 2 до 30 сек., на выбор

Продолжительность процедуры: от 5 до 60 минут, на выбор, автоматическое отключение
Размеры (длина/ширина/высота): 225 x 70 x 110 см, вес: 110 кг, 220-230 вольт, 1.300 ватт



Восемь автоматических программ

Программа 1:
регенерация после тренинга, снижение лактата, охлаждение, расслабление 30 мин.

Программа 2:
регенерация после соревнования, снижение лактата, креатинкиназы, вывод шлаков в мускулатуре, 30 мин.

Программа 3:
повышение функциональной способности организма, оптимизация функциональной способности организма, до и после тренинга, 30 мин.

Программа 4:
тренировка сосудов, капилляризация, оптимизация картины крови, 30 мин.

Программа 5:
Реабилитация, спортивные травмы (разрывы, раны, гематомы, растяжения, разрывы ткани), 30 мин.

Программа 6:
реабилитация, спортивные травмы (растяжение связок, разрывы связок, разрывы сухожилий, переломы) 45 мин.

Программа 7:
программа заживления ран, ссадин, открытых ран, 30 мин.

Программа 8:
тракционная программа для позвоночника, специально для пояснично-крестцового отдела позвоночника, согнуть ноги в коленях, 20 мин.

Стандартный цвет: белый, ложе красный.
Специальная лакировка (цвета команды) возможна!


На выбор с интегрированным электромагнитным полем, в пульсирующем режиме одинакового направления, мощность: 3 мТ, частота: 160 гц, источник: матта 340 x 850 мм, отдельный дисплей, включаемый и выключаемый.

Сертифицирован согласно нормам ISO EN 9001 и ISO EN 13487.

Процедура и технические характеристики были несколько раз запатентованы на международном уровне.

VACUSPORT – зарегистрированный товарный знак фирмы АО «Weyergans High Care AG».

Физическое ускорение регенерации



Made in Germany
info@weyergans.de
www.vacusport.de

accelerating
your success



accelerating
your success